



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Markham-Meyering Hemilaminektomie-Spreizer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Markham-Meyerding Hemilaminektomie-Spreizer

SKU RM-MMHR-17-1

\$124 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Klein — 40 mm x 25 mm Blatt	RM-MMHR-17-1-1	\$104
Mittel — 50 mm x 25 mm blade	RM-MMHR-17-1-2	\$114
Groß — 60 mm x 25 mm Blatt	RM-MMHR-17-1-3	\$124

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Markham-Meyerding Hemilaminektomie-Spreizer ist ein spezialisierter Wirbelsäulenspreizer, der für den Aufbau und Erhalt eines stabilen unilateralen Operationsfensters bei posterioren lumbalen Hemilaminektomien und Dispektomien entwickelt wurde. Dank seines asymmetrischen Rahmens verankert sich der Spreizer am Dornfortsatz, während er gleichzeitig die schwere paraspinale Muskulatur lateral vom laminaren Korridor wegzieht.

Nach klinischen Spezifikationen gefertigt, verfügt dieser Markham-Meyerding Hemilaminektomie-Spreizer über eine feste Gesamtlänge von 17 cm (\$124) und ist in zwei spiegelbildlichen Konfigurationen erhältlich. Option 1 bietet ein 63.5 mm x 25 mm Blatt auf der linken Seite kombiniert mit einem Einzelhaken rechts; Option 2 platziert das Blatt rechts und den Haken links. Die mehrstufige mechanische Sperre hält den Gegenzug automatisch aufrecht, was die Ermüdung der Assistentenhände während tiefer Kanaldekompensationen verhindert.

Handgefertigt aus erstklassigem deutschem OP-Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Finish, wird der Markham-Meyerding Hemilaminektomie-Spreizer von Retractor Maker für maximale Autoklavierzyklen produziert. Er bietet Wirbelsäulenzentren, Neurochirurgien und Unfallchirurgien weltweit kompromisslose strukturelle Stabilität, hohe Korrosionsbeständigkeit und klinische Langlebigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest