



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Mamário Espátula Tebbetts

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Mamário Espátula Tebbetts

SKU RM-TSBR-125-1

\$89 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
25 mm wide × 185 mm long — 12 ½" (31.5 cm) — Elevação de bolso subpeitoral adulto padrão e acesso inframamário	RM-TSBR-125-1-1	\$89
38 mm wide × 190 mm long — 12 ½" (31.5 cm) — Afastamento amplo do músculo peitoral e grandes lojas reconstrutivas	RM-TSBR-125-1-2	\$99

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Mamário Espátula Tebbetts é um afastador indispensável para cirurgia plástica estética e reconstrutiva, projetado especificamente para fornecer uma elevação tecidual ampla e suave durante a mamoplastia e o aumento de mama. Projetado com uma lâmina espalmada semimaleável alongada, este instrumento permite que os cirurgiões adaptem a curvatura da lâmina intraoperatoriamente, seguindo as convexidades naturais da parede torácica e da caixa torácica sem exercer pressão isquêmica localizada no parênquima mamário.

Construído para suportar ciclos frequentes de esterilização em autoclave enquanto oferece excelente resistência à corrosão, esta configuração do Afastador Mamário Espátula Tebbetts apresenta um comprimento total da ferramenta de 12 ½ polegadas (31.5 cm). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a geometria da lâmina incorpora uma espátula semimaleável de extremidade única de 1 × 6 polegadas, disponível em dois perfis de largura distintos: uma pegada de lâmina de 25 mm de largura × 185 mm de comprimento (\$89) para corredores inframamários padrão, e uma pegada expandida de 38 mm de largura × 190 mm de comprimento (\$99) para ampla elevação muscular. O cabo plano ergonômico garante uma alavancagem manual livre de fadiga para os assistentes cirúrgicos.

Forjado com um acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Mamário Espátula Tebbetts para resistir a ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, proporcionando às suítes reconstrutivas oncológicas, plásticas e cosméticas em todo o mundo uma ductilidade excepcional, confiabilidade estrutural e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)