



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de tissus cervicaux

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de tissus cervicaux

SKU RM-CTR-13-1

\$79 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur de tissus cervicaux	Longueur totale 13 cm, pointe à 1×1 dent mousse	\$79
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$79

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de tissus cervicaux est un instrument chirurgical manuel spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement atraumatique et localisé des tissus mous lors des expositions délicates de la colonne cervicale antérieure. Conçu pour manœuvrer dans des espaces de travail anatomiques restreints, cet écarteur permet aux équipes chirurgicales de mobiliser doucement les fascias, les marges musculaires et les tissus adipeux à l'écart des muscles longus colli.

Construit pour optimiser le contrôle dans les champs opératoires localisés, ce modèle d'écarteur de tissus cervicaux présente une longueur totale de 13 cm (\$79) associée à une configuration à 1×1 dent mousse. L'extrémité émoussée unique est soigneusement structurée pour accrocher et stabiliser efficacement les marges tissulaires, évitant ainsi tout traumatisme tissulaire inutile pour le patient ou une perforation accidentelle de l'œsophage et de la gaine carotidienne. Son manche plat ergonomique offre une sensibilité tactile et un contrôle antidérapant lors des procédures cervicales prolongées.

Fabriquée en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker produit l'écarteur de tissus cervicaux pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux blocs opératoires de chirurgie rachidienne et neurochirurgie une durabilité, une résistance à la corrosion et une fiabilité chirurgicale exceptionnelles.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest