



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Knapp 自動開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Knapp 自動開創器

SKU RM-KSRR-10-1

\$79 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Knapp 自動開創器	寸法/詳細: 全長 10 cm、幅 26 mm、4×4爪（ストレート/アングル、鋭/鈍）・主な臨床的役割: 涙嚢および微細切開の自動開創・価格 (USD): \$79.00	\$79
保護スリーブ / 外箱	寸法/詳細: 標準輸送用パッケージ・主な臨床的役割: —・価格 (USD): 込	\$79

製品詳細

Knapp 自動開創器は、繊細な顔面、眼科、および手の外科手術において、軟部組織や創縁をハンズフリーで確実に露出させるために設計された特殊な眼科・マイクロサージェリー用スプレッダーです。外向きに湾曲した爪を備えたこの器具は、機械的な張力によって小さな切開部を開いたまま保持するため、アシスタントの手の疲労を排除し、静的な手術野を維持します。

臨床基準に基づいて構築されたこの Knapp 自動開創器は、全長 10 cm (\$79) と 26 mm のワーキングブレード幅を維持しています。最高級のドイツ製サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、4×4の外向き湾曲爪のアレイを備えています。眼窩縁を回避するために、ストレート構成またはアングル構成のいずれかを選択可能です。また、組織を優しく保持する鈍（Blunt）チップと、緻密な骨膜に対して確実に係合する鋭（Sharp）チップから選択できます。

反射を抑えたサテンマット仕上げの Retractor Maker 製 Knapp 自動開創器は、病院での繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えるよう製造されており、世界中の形成外科、眼科、耳鼻咽喉科の外科医に、優れた機械的安定性、耐食性、および完全な臨床的耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest