



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Harrington Sweetheart Retraktör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Harrington Sweetheart Retraktör

SKU RM-HSR-1

\$129 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
4 × 12.8 cm	RM-HSR-1-1	\$129
6.5 × 12.8 cm	RM-HSR-1-2	\$134
6.5 × 14.6 cm	RM-HSR-1-3	\$139
9 × 25.5 cm	RM-HSR-1-4	\$144
11.5 × 25.5 cm	RM-HSR-1-5	\$149

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Harrington Sweetheart Retraktör, parankimal organların ve derin yumuşak doku yapılarının geniş, atravmatik deplasmanını sağlamak için özel olarak tasarlanmış birinci sınıf bir visseral cerrahi retractor'dur. Kendine özgü kalp şeklindeki (sweetheart) distal ucuyla tanınan bu alet, karşı traksiyonu geniş bir yüzey alanına eşit olarak dağıtarak karaciğer, dalak ve bağırsaklar gibi hassas abdominal organları fokal kompresyon yaralanmalarından korur.

Değişken anatomik derinlikler ve cerrahi yaklaşımlar için üretilen Harrington Sweetheart Retraktör, beş modüler boyutta sunulmaktadır: 4 × 12.8 cm (\$129), 6.5 × 12.8 cm (\$134), 6.5 × 14.6 cm (\$139), 9 × 25.5 cm (\$144) ve ekstra derin 11.5 × 25.5 cm (\$149) konfigürasyonu. Cerrahlar, yara kenarları etrafında kavis çizen ergonomik eğimli shaft veya rijit düz profil arasında seçim yapabilir; her iki seçenek de modüler masaya monte çerçevelere veya manuel el tipi düzeneklere sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Yansıma önleyici saten mat kaplamalı, üstün tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker üretimi Harrington Sweetheart Retraktör, hastane otoklav

döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir ve genel cerrahi, üroloji ve jinekoloji ekiplerine uzun ömürlü klinik dayanıklılık ve dokusal kontrol sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest