



FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Autoestático Plester

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Autoestático Plester

SKU RM-PSRR-109-1

\$109 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Padrão Destacável — 4", 5" (aprox. 11 cm), dentes finos semi-afiados, Lâmina sólida Esquerda ou Direita	RM-PSRR-109-1-1	\$109
Padrão de Dentes Extra Finos 2:2 — 11 cm ou 13 cm, arranjo de dentes extra finos 2×2 assimétrico	RM-PSRR-109-1-2	\$109
3 Dentes Assimétricos Padrão Esquerdo — 13 cm, 3 dentes semi-afiados à esquerda com lâmina lisa à direita	RM-PSRR-109-1-3	\$109

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Autoestático Plester é um afastador otológico e microcirúrgico de aclamação internacional, desenvolvido especificamente para fornecer retração estável e mãos-livres de tecidos moles e periósteo em campos cirúrgicos confinados. Projetado com um chassi de anéis de perfil baixo e deslocado, este instrumento mantém as incisões pós-auriculares e temporais abertas sob tensão mecânica, eliminando a fadiga manual do assistente enquanto preserva um corredor visual aberto sob microscópios cirúrgicos.

Construído para diversos procedimentos otológicos e neurocirúrgicos, a série Afastador Autoestático Plester (\$109) apresenta um sistema integrado de trava mecânica por cremalheira que garante um posicionamento constante e reduz o esforço manual. Fabricada à mão a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a família de produtos inclui três configurações principais: o Padrão Destacável (4" ou 5" / aprox. 11 cm) com pontas finas semi-afiadas e lâminas sólidas à Esquerda ou Direita; o Padrão de Pontas Extra Fino 2:2 (11 cm ou 13 cm) apresentando uma matriz de pontas assimétricas 2×2 otimizada para corredores profundos; e o Padrão Assimétrico de 3 Pontas à Esquerda (13 cm), combinando 3 pontas

semi-afiadas à esquerda com uma lâmina lisa à direita para uma exposição de ferida equilibrada e controlada.

Forjado com um acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Autoestático Plester para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo a salas de ORL, centros cirúrgicos neurocirúrgicos e centros cirúrgicos ambulatoriais em todo o mundo excepcional estabilidade mecânica, resistência à corrosão e durabilidade clínica completa.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)