



# RETRACTOR MAKER

## PRODUKTBROSCHÜRE VON

Parker-Mott Wundhaken-Set (Zweiteilig)

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Parker-Mott Wundhaken-Set (Zweiteilig)

**SKU** RM-PMR-SET-1

**\$49 USD**

### VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

| GRÖSSE / OPTION       | SKU / DETAILS                                                   | PREIS (USD) |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Parker-Mott Wundhaken | 15,3 cm Gesamtlänge, asymmetrische doppelendige massive Blätter | \$49        |
| Schutzhülle / Box     | Standard-Transportverpackung                                    | \$49        |

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Parker-Mott Retractor-Set of Two ist ein essentielles chirurgisches Instrumentenpaar, das speziell für die zuverlässige Wundrand- und Weichteilretraktion in unterschiedlichen Tiefen während allgemeinchirurgischer, orthopädischer und plastischer Eingriffe entwickelt wurde. Durch die gegensätzlichen gebogenen Blätter an beiden Enden des zentralen Griffs ermöglichen diese Retraktoren den mühelosen Wechsel zwischen der oberflächlichen subkutanen Geweberetraktion und der tieferen muskulären Elevation.

Die Konfiguration des Parker-Mott Retractor-Set of Two mit einer Gesamtlänge von 15,3 cm (\$49) ist für dauerhafte mechanische Belastbarkeit und Korrosionsbeständigkeit ausgelegt. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), verfügt die Blattgeometrie über asymmetrische, doppelendige massive Blattprofile mit glatt abgerundeten Kanten, die Geweberänder sicher halten, ohne lokale Hämatome zu verursachen. Das flache Design des zentralen Griffs bietet dem Assistenten eine stabile, ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung während des gesamten operativen Eingriffs.

Gefertigt mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish stellt Retractor Maker das Parker-Mott Retractor-Set of Two so her, dass es wiederholten Sterilisationszyklen standhält. Es bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für Operationssäle, Traumazentren und ambulante chirurgische Kliniken weltweit.



## VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

### KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

**[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Webseiten

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest