



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Doyen 膾レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Doyen 膣レトラクター

SKU RM-DVR-1

\$79 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Doyen 膣レトラクター	リングハンドル付き手持ち式広幅膣レトラクター	\$79
保護スリーブ / 箱	個別輸送用パッケージ	\$79

製品詳細

Doyen 膣レトラクターは、骨盤および膣の手術中に膣壁を非侵襲的かつ広範囲に排除するために設計された、婦人科手術の基本となる器具です。解剖学的に湾曲した遠位パドル設計により、膣前壁または後壁の粘膜をスムーズに圧迫し、執刀医に子宮頸部および円蓋部への遮るもののない視界を提供します。

優れた骨盤内の術野確保を実現するために設計されたこの Retractor Maker 製 Doyen 膣レトラクター (\$79) は、先端に丸みを帯びた保持用リップを備えた幅広いブレード面を特徴としています。これにより、局所的な虚血性損傷を引き起こすことなく粘膜の滑りを防ぎます。人体工学に基づいた角度のついたハンドルには指かけリングが備わっており、助手は機械的優位性を確保し、長時間の膣壁形成術においても安定したカウンター・トラクションを維持できます。

反射を抑えたサテンマット仕上げプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されており、Retractor Maker は繰り返しの病院滅菌サイクルに耐えうる耐久性、耐食性、および臨床的信頼性を備えた Doyen 膣レトラクターを世界中の産婦人科および泌尿婦人科の手術室に提供しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest