



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Neivert Messer- und Führungshaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Neivert Messer- und Führungshaken

SKU RM-NKGR-1

\$39 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Klein — 6 3/4 in	RM-NKGR-1-1	\$39
Standard — 7 3/4 in	RM-NKGR-1-2	\$44

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Neivert Messer- und Führungshaken ist ein unverzichtbares Instrument für die Rhinoplastik und die plastische Gesichtschirurgie, das speziell für die präzise Weichteilretraktion und die kontrollierte Führung von Osteotomiemessern bei endonasalen Eingriffen entwickelt wurde. Durch das doppelendige Design ermöglicht dieses Instrument dem Chirurgen, mit einem Ende empfindliche Flügelknorpellappen anzuheben und mit dem gegenüberliegenden Kanal nahtlos interkartilaginäre Messerschnitte zu führen, ohne das Werkzeug wechseln zu müssen.

Dieser für die vollständige prozedurale Anpassungsfähigkeit konzipierte Neivert Messer- und Führungshaken verfügt über ein festes doppelendiges Spitzenlayout, das in zwei wählbaren Gesamtlängen erhältlich ist: 6 3/4 Zoll (17.15 cm, \$39) und 7 3/4 Zoll (19.69 cm, \$44). Arbeitsende 1 verfügt über einen stumpfen 15 mm Hautretractor mit abgerundeter Lippe, um versehentliche Hautrisse zu vermeiden. Arbeitsende 2 bietet einen 4 mm geschlossenen Messerführungskanal, der Skalpellklingen bei präzisen Knorpeldurchtrennungen stabilisiert. Der zentrale flache Griff bietet eine optimale ergonomische Balance und taktile Rückmeldung.

Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Neivert Messer- und Führungshaken so, dass er wiederholten Krankenhaus-Autoklavierzyklen standhält. Damit bietet er plastischen, rekonstruktiven und HNO-chirurgischen Abteilungen weltweit eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und klinische Langlebigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest