



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Morris Retractor einendig

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Morris Retractor einendig

SKU RM-MRSE-23-1

\$49 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Morris Retractor einendig	230 mm (23 cm) Gesamtlänge, L-förmige massive Valv, gefensterter Griff	\$49
Schutzhülle / Karton	Individuelle Transportverpackung	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Morris Retractor einendig ist ein grundlegender allgemeinchirurgischer Wundhaken, der speziell für die breite, atraumatische Weichteilverdrängung und Muskelretraktion bei großen abdominellen, pelvinen und thorakalen Eingriffen entwickelt wurde. Dank der tiefen, rechtwinkligen Valv ermöglicht dieses Instrument dem chirurgischen Team, schwere Muskelschichten, Fettgewebe und Eingeweide sauber aus dem Operationsfeld fernzuhalten.

Konzipiert für größere Reichweiten und eine hohe mechanische Hebelwirkung, weist diese Konfiguration des Morris Retractor einendig eine Gesamtlänge von 230 mm (23 cm, \$49) auf. Handgefertigt aus erstklassigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), verfügt die Valvengeometrie über eine einendige, rechtwinklige L-förmige massive Ausführung mit abgerundeten Halterändern, die Traumata an parenchymatösen Organen verhindern. Die Griffeinheit verfügt über eine in das einendige Gehäuse integrierte gefensterter Griffstruktur, die das Gewicht des Instruments reduziert und eine rutschfeste manuelle Kontrolle bei mehrstündigen Eingriffen gewährleistet.

Geschmiedet mit einem blendfreien seidenmatten Finish, fertigt Retractor Maker den Morris Retractor einendig so, dass er hohen mechanischen Belastungen und wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Er bietet außergewöhnliche Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige klinische Zuverlässigkeit für Zentren der Allgemein- und Gynäkologischen Chirurgie weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest