



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Распатор-ретрактор Sofield Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Распатор-ретрактор Sofield Retractor

SKU RM-SFR-SERIES-1

\$46 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Размер #1 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-1	\$46
Размер #2 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-2	\$46
Размер #3 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-3	\$46
Размер #4 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-4	\$46
Размер #5 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-5	\$46
Размер #6 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-6	\$46

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sofield Retractor является незаменимым ортопедическим хирургическим инструментом, разработанным специально для безопасного атравматичного смещения мягких тканей и надкостницы вдоль диафизов длинных костей во время остеотомии и фиксации переломов. Благодаря удлиненной изогнутой лопатке, плавно охватывающей костный кортекс, этот инструмент позволяет хирургу удерживать мышечные брюшки и периостальные лоскуты в стороне от места распила кости, предотвращая соскальзывание и очаговое сдавление сосудисто-нервных пучков.

Данная линейка Sofield Retractor выдерживает частые циклы автоклавирувания и обладает высокой коррозионной стойкостью, предлагая широкие возможности настройки в шести пронумерованных типоразмерах (\$46). Все модели (от Size #1 до Size #6) изготавливаются вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса и доступны в шести вариантах общей длины: 18.0 cm, 19.5 cm, 20.3 cm, 21.0 cm, 22.3 cm и 22.8 cm. Размеры рабочей части варьируются от 13 mm × 19 mm для Size #1 до внушительных 19 mm × 114 mm для Size #6. Каждая модификация оснащена встроенной плоской рукояткой Comfort Grip, обеспечивающей превосходный рычаг и снижающей утомляемость рук при длительных реконструкциях костей.

Выкованный с антибликовым матовым покрытием, Sofield Retractor производства Retractor Maker соответствует строгим клиническим стандартам, обеспечивая детские ортопедические отделения, травматологические центры и операционные блоки реконструктивной хирургии исключительной жесткостью конструкции, долговечностью и полной пригодностью к стерилизации.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest