



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Венозный ретрактор Cushing

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Венозный ретрактор Cushing

SKU RM-CVR-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
20.3 cm (approx. 8.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-1	\$49
22.8 cm (approx. 9.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-2	\$52
24.2 cm (approx. 9.5") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-3	\$55
25.5 cm (прибл. 10.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-4	\$58
30.5 cm (прибл. 12.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-5	\$61
35.5 cm (approx. 14.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-6	\$64
40.0 cm (approx. 15.75") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-7	\$67

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Венозный ретрактор Cushing является незаменимым ручным сосудистым и нейрохирургическим инструментом, разработанным специально для безопасной и атравматичной ретракции кровеносных сосудов, венозных сплетений и периферических нервных стволов. Благодаря плавно изогнутому полированному дистальному клюву этот инструмент позволяет хирургам изолировать и мобилизовать

сосудистые структуры, не вызывая локальной травмы интимы или спазма.

Созданная для полной адаптации к процедурам в неглубоких и глубоких анатомических областях, серия ретракторов Cushing предлагает широкий выбор из семи вариантов общей длины: 20.3 cm (\$49), 22.8 cm (\$52), 24.2 cm (\$55), 25.5 cm (\$58), 30.5 cm (\$61), 35.5 cm (\$64) и удлиненный вариант 40.0 cm (\$67), обеспечивающий исключительный доступ к глубоко расположенным участкам. Линейка представлена в семи вариантах ширины лопатки (8, 10, 12, 13, 14, 16 и 18 mm) в сочетании с плоскими, квадратными или окончатыми (фенотипическими) рукоятками, снижающими вес инструмента и оптимизирующими стабильность захвата.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с безбликовым сатинированным покрытием, Retractor Maker производит венозный ретрактор Cushing в соответствии со строгими клиническими стандартами, обеспечивая высокую коррозионную стойкость, непоколебимую жесткость конструкции и полную пригодность к автоклавированию для кардиоваскулярных, ортопедических и нейрохирургических отделений по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest