



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

PERCY AMPUTATIONS-WUNDHAKEN

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



PERCY AMPUTATIONS-WUNDHAKEN

SKU RM-PAR-1

\$399 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
24.3 cm	RM-PAR-1-1	\$399
35.0 cm	RM-PAR-1-2	\$449
42.0 cm	RM-PAR-1-3	\$499

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der PERCY AMPUTATIONS-WUNDHAKEN ist ein klassischer Wundhaken für die Orthopädie und Traumatologie, der speziell für die breite, zirkuläre Retraktion von Weichteilen und Muskeln bei größeren Extremitätenamputationen entwickelt wurde. Mit seinem großflächigen, kreisförmigen Schutzschild, das den Knochenschaft umschließt, ermöglicht dieses Instrument dem chirurgischen Assistenten, die durchtrennten Muskelbäuche sauber proximal zum Knochenschnitt zu ziehen und so das Weichgewebe vor rotierenden oder oszillierenden Amputationssägen zu schützen.

Diese PERCY AMPUTATIONS-WUNDHAKEN-Serie wurde für extreme Langlebigkeit in anspruchsvollen Trauma-Umgebungen konzipiert und ist in drei Gesamtlängen erhältlich: 24.3 cm (\$399) für obere Extremitäten und pädiatrische Eingriffe, 35.0 cm (\$449) für transfemorale und transtibiale Amputationen sowie ein verlängertes 42.0 cm (\$499) Modell für bariatrische Patienten oder stark muskulöse Gliedmaßen. Das aus erstklassigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Instrument verfügt über ein asymmetrisches, abnehmbares Griffdesign, das maximale Hebelwirkung bietet und gleichzeitig eine schnelle Demontage für die einfache Reinigung ermöglicht.

Retractor Maker fertigt den PERCY AMPUTATIONS-WUNDHAKEN mit einem blendfreien Satin-Finish, um starkem mechanischem Zug und wiederholten Autoklavenzyklen standzuhalten. Er bietet Traumazentren, Militärkrankenhäusern und orthopädischen OP-Abteilungen weltweit kompromisslose strukturelle

Zuverlässigkeit und klinische Sicherheit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest