



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Deaver de fibra óptica

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Deaver de fibra óptica

SKU RM-FODR-1

\$139 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Separador Deaver de fibra óptica	Mango de 8" (20.3 cm), hoja curva de 1" (25 mm), haz de fibra óptica
1	Adaptador universal para cable de luz	Se conecta a los cables de fibra óptica estándar de quirófano
1	Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte estándar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Deaver de fibra óptica es un separador quirúrgico iluminado de primer nivel, diseñado específicamente para combinar una retracción visceral amplia y atraumática con una iluminación directa y sin sombras dentro de cavidades anatómicas profundas. Al dirigir luz de alta intensidad a lo largo de la curva interna de su hoja, este instrumento elimina el sombreado provocado por las lámparas de quirófano, permitiendo a los cirujanos explorar espacios pélvicos profundos y retroperitoneales con una claridad óptica superior.

Diseñado para la iluminación de sitios quirúrgicos profundos y el despeje de cavidades, esta configuración del Separador Deaver de fibra óptica cuenta con un mango de 8 pulgadas (20.3 cm) (\$139) junto con una hoja curva de 1 pulgada (25 mm) de ancho. La arquitectura de la hoja profundamente curvada se envuelve de forma segura alrededor de las vísceras y las paredes musculares, proporcionando una tracción expansiva sin causar contusiones orgánicas focales. Su haz de fibra óptica integrado incluye un ajuste universal compatible con los cables de fuente de luz estándar de hospital (Storz, Olympus, Wolf, ACMI).

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de alta calidad y fibras ópticas de vidrio de alta transmisión con un acabado satinado mate sin reflejos, Retractor Maker

fabrica el Separador Deaver de fibra óptica para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, ofreciendo una durabilidad excepcional, transmisión óptica y confiabilidad clínica para salas quirúrgicas generales, ginecológicas y urológicas en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest