



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Vascular Lobster System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Vascular Lobster System

SKU RM-VLS-1

\$2,699 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Рама Lobster	—
1	Зажим Lobster для стола с вертикальной стойкой и рамой	—
8	Фиксатор ретрактора Lobster	—
2	Поворотный ретрактор Lobster Mayo	$\frac{3}{4}'' \times 2''$
1	Поворотный ретрактор Lobster Mayo	$3\frac{1}{2}'' \times 2''$
1	Поворотный ретрактор Lobster Fence	$4'' \times 6''$
1	Поворотный ретрактор Lobster Splanchnic	$2'' \times 4\frac{1}{2}''$
1	Поворотный ретрактор Lobster Splanchnic	$2'' \times 6''$
2	Поворотный ретрактор Lobster Renal	$1'' \times 6''$
1	Поворотный ретрактор Lobster Deaver	$\frac{3}{4}'' \times 4\frac{1}{2}''$
1	Пластичный поворотный ретрактор Lobster (перфорированный)	$2'' \times 6\frac{1}{2}''$

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Пластичный поворотный ретрактор Lobster (перфорированный)	3" × 6½"
1	Ретрактор Lobster Harrington Sweetheart	2" × 5"
1	Стерилизационный короб	—

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Vascular Lobster System — это адаптивная хирургическая система ранорасширения с креплением к столу, разработанная для обеспечения надежной фиксации и освобождения рук хирурга во время сложных открытых сосудистых вмешательств. Система жестко фиксируется на рельсе операционного стола с помощью вертикальной стойки и монтажного зажима, что исключает усталость ассистентов и предотвращает случайное смещение лопаток при работе вблизи хрупких магистральных сосудов.

Сконфигурированная специально для доступа к периферическим сосудам и брюшной аорте, система Vascular Lobster System включает низкопрофильную раму Lobster и восемь быстрозажимных фиксаторов. Комплект из 10 поворотных лопаток обеспечивает точную удерживающую силу и включает узкие почечные (Renal) зеркала, глубокие висцеральные лопатки Splanchnic (до 6"), защитные лопатки Fence, зеркала Deaver, Harrington Sweetheart, Mayo, а также перфорированные пластиковые полосы, которые адаптируются к стенкам сосудов без риска повреждения сдвигом.

Каждый компонент изготовлен из немагнитной медицинской нержавеющей стали с гладким антибликовым сатиновым покрытием. Retractor Maker предоставляет систему Vascular Lobster System в нестерильном виде; система полностью автоклавируема и поставляется в специальном стерилизационном контейнере, обеспечивая долговечность госпитального уровня и полную прослеживаемость для цепочек поставок хирургического оборудования.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest