



БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Rose Retractor Double Ended

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Rose Retractor Double Ended

SKU RM-RRDE-1

\$44 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
5.0" (12.7 cm) — 11.5×12 mm / 10×14.5 mm тупые зубцы	RM-RRDE-1-1	\$44
5 ½" (13.97 cm) — 11.5×12 mm / 10×14.5 mm тупые зубцы	RM-RRDE-1-2	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двусторонний ретрактор Rose Retractor Double Ended — это универсальный хирургический инструмент, разработанный специально для безопасного атравматичного смещения краев раны и элевации мягких тканей в общей, пластической и детской хирургии. Конструкция с контрастными тупыми зубчатыми лопатками на противоположных концах центральной изогнутой рукоятки позволяет хирургической бригаде легко переключаться между разрезами различной глубины без замены инструмента.

Обладая высокой прочностью на растяжение и превосходной коррозионной стойкостью, серия Rose Retractor Double Ended предлагается в двух вариантах общей длины: 5 дюймов (12.7 cm, \$44) и 5 ½ дюймов (13.97 cm, \$49). Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса. Структурная геометрия представляет собой двустороннюю изогнутую цельную раму с рабочими частями размером 11.5 mm × 12 mm с одной стороны и 10 mm × 14.5 mm с другой. Гладкие закругленные тупые зубцы защищают хрупкие подкожные ткани от разрывов.

Кованный инструмент с антибликовым сатиновым матовым покрытием, Retractor Maker производит Rose Retractor Double Ended с расчетом на частые циклы автоклавирования, обеспечивая высокую коррозионную стойкость, непоколебимую структурную жесткость и полную долговечность для операционных, амбулаторных хирургических центров и травматологических клиник по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)