



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Fiber optic Deaver Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Fiber optic Deaver Retractor

SKU RM-FODR-1

\$139 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Fiber optic Deaver Retractor	8" (20.3 cm) Griff, 1" (25 mm) gebogenes Blatt, Glasfaserbündel
1	Universal-Lichtleitkabel-Adapter	Anschluss an Standard-OP-Glasfaserkabel
1	Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Fiber optic Deaver Retractor ist ein erstklassiger beleuchteter Wundhaken, der speziell entwickelt wurde, um eine breite, atraumatische Viszeralretraktion mit direkter, schattenfreier Beleuchtung in tiefen anatomischen Hohlräumen zu kombinieren. Durch die Leitung von hochintensivem Licht entlang der Innenkurve seines Blattes eliminiert dieses Instrument Schattenwürfe durch die OP-Leuchten und ermöglicht Chirurgen die Exploration tiefer pelviner und retroperitonealer Räume mit überlegener optischer Klarheit.

Konzipiert für die Ausleuchtung tiefer chirurgischer Stellen und den Hohlraumfreiraum, verfügt diese Konfiguration des Fiber optic Deaver Retractor über einen 8-inch (20.3 cm) Griff (\$139) gepaart mit einem 1-inch (25 mm) breiten gebogenen Blatt. Die tief gewölbte Blattarchitektur umschließt Eingeweide und Muskelwände sicher und bietet eine expansive Gegenzugkraft, ohne fokale Organprellungen zu verursachen. Sein integriertes Glasfaserbündel enthält einen Universalanschluss, der mit Standard-Lichtleitkabeln im Krankenhaus (Storz, Olympus, Wolf, ACMI) kompatibel ist.

Geschmiedet aus hochwertigem medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) und hochtransmittierenden optischen Glasfasern mit einem reflexionsfreien seidenmatten Finish, fertigt Retractor Maker den Fiber optic Deaver Retractor so, dass er repetitiven Autoklavierzyklen standhält und außergewöhnliche Haltbarkeit, optische Transmission und klinische Zuverlässigkeit für die allgemeine Chirurgie,

Gynäkologie und Urologie weltweit bietet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest