



# RETRACTOR MAKER

## FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Nasal Terry

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Afastador Nasal Terry

**SKU** RM-TNR-6IN-1

**\$44 USD**

### TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

| TAMANHO / OPÇÃO            | SKU / DETALHES                                                         | PREÇO (USD) |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Terry Nasal Retractor      | Comprimento total de 6" (152 mm), lâmina de 5 × 46 mm, cabo ergonômico | \$44        |
| Estojo / Caixa de Proteção | Embalagem individual para transporte                                   | \$44        |

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Nasal Terry é um afastador cirúrgico manual especializado para rinoplastia e cirurgia plástica facial, projetado especificamente para fornecer uma elevação segura e atraumática do envelope cutâneo nasal e das cartilagens laterais. Desenvolvido com uma lâmina delgada e alongada, este instrumento permite que os cirurgiões naveguem por túneis subcutâneos estreitos através do dorso nasal de forma limpa, protegendo tecidos cutâneos delicados contra hematomas focais ou lacerações da mucosa durante a remodelação óssea e cartilaginosa.

Construído para suportar ciclos de esterilização em autoclave de alta frequência, oferecendo garantia vitalícia contra ferrugem e defeitos de fabricação, esta configuração do Afastador Nasal Terry apresenta um comprimento total de 6 polegadas (152 mm, \$44). Produzido artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), as dimensões da lâmina de trabalho medem 5 mm de largura × 46 mm de comprimento, contornada com bordas arredondadas e atraumáticas para sustentar retalhos de tecido nasal com segurança. Sua geometria estrutural apresenta um chassi de lâmina de extremidade única integrado a um cabo liso e ergonomicamente balanceado, que oferece alavancagem manual livre de fadiga para os assistentes cirúrgicos.

Fornecido como um dispositivo de centro cirúrgico não estéril e reesterilizável com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Nasal Terry sob rigorosos padrões clínicos, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade completa em autoclave para centros de

cirurgia estética, otorrinolaringologia e plástica facial em todo o mundo.



## OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

### CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

**[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Websites

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest