



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Delee Universal Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Delee Universal Retractor

SKU RM-DUR-1

\$129 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Delee Universal Retractor	24 cm Gesamtlänge, 50 × 70 mm gebogenes Blatt	\$129
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$129

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Delee Universal Retractor (häufig als Delee-Blasenretractor bezeichnet) ist ein grundlegendes geburtshilfliches und gynäkologisches chirurgisches Instrument, das speziell für die breite, atraumatische Verdrängung der Harnblase und der unteren Bauchwand bei Kaiserschnitten und offenen Beckeneingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem breiten, glatt gebogenen Blatt, isoliert dieser Retractor die Blase sicher von den Inzisionen der unteren Uterushysterotomie.

Um die Exposition im Operationssaal zu maximieren, verfügt diese Konfiguration des Delee Universal Retractor über eine Gesamtlänge von 24 cm (\$129), gepaart mit einem breiten, 50 mm breiten und 70 mm tiefen fixierten Blattprofil. Die abgerundete, polierte Lippe des Blattes umschließt die Blase atraumatisch und verhindert Schleimhautprellungen oder Punktionen unter starkem Gegenzug. Sein robuster, ergonomischer Flachgriff bietet chirurgischen Assistenten eine ermüdungsfreie Hebelwirkung und stellt sicher, dass die Blase niedergedrückt und vor Skalpellführungen und Saugerspitzen geschützt bleibt.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in medizinischer Qualität mit einem reflexionsfreien Satin-Matte-Finish, fertigt Retractor Maker den Delee Universal Retractor so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus standhält und Geburtsstationen sowie gynäkologischen Operationssälen weltweit außergewöhnliche Haltbarkeit und klinische Zuverlässigkeit bietet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)