



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Raiz Nervosa Tipo McCulloch

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Afastador de Raiz Nervosa Tipo McCulloch

SKU RM-MNRR-1

\$64 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
12.8 cm	RM-MNRR-1-1	\$64
14.5 cm	RM-MNRR-1-2	\$74

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Raiz Nervosa Tipo McCulloch é um instrumento especializado para microcirurgia de coluna, desenvolvido especificamente para fornecer retração segura e atraumática, além de proteção das raízes nervosas e do saco tecal durante a excisão de disco lombar. Projetado com uma haste delgada e alongada, este afastador permite que os cirurgiões de coluna trabalhem confortavelmente em janelas interlaminares profundas sem obstruir a visualização microscópica ou sobrecarregar o campo com microinstrumentos.

Construído para fornecer o alcance necessário em ambientes complexos da coluna, este modelo do Afastador de Raiz Nervosa Tipo McCulloch mantém uma área de contato uniforme com uma lâmina romba de 6.0 mm de largura. A configuração da ponta incorpora uma extremidade de trabalho romba angulada em 90 graus, contornada para acomodar as raízes nervosas suavemente, prevenindo neuropraxia por tração focal ou lacerações durais acidentais. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento oferece dois comprimentos de haste selecionáveis: 12.8 cm (\$64) para acessos padrão e 14.5 cm (\$74) projetado para o alcance necessário em sítios cirúrgicos mais profundos. Seu cabo ergonômico proporciona um feedback tátil refinado.

Forjado com um acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador de Raiz Nervosa Tipo McCulloch para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural e durabilidade clínica completa para centros neurocirúrgicos e ortopédicos de coluna em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)