

RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Rektal/Trans-Anal Aksesuar Seti

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Rektal/Trans-Anal Aksesuar Seti

SKU RM-RTAAS-1

\$499 USD



BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
2	Rektal Bleydler	$\frac{7}{8}$ " $\times$ $2\frac{7}{8}$ " (2.2 $\times$ 7.2 cm)
2	Rektal Bleydler	$\frac{7}{8}$ " $\times$ $3\frac{7}{8}$ " (2.2 $\times$ 9.7 cm)
1	Küçük Yuvarlak Sabit Halka	8.5" (21.3 cm) İç Çap (ID)
1	Sterilizasyon Kutusu	Koruyucu Saklama ve Düzenleyici

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Rektal/Trans-Anal Aksesuar Seti, halihazırda bir Bookwalter General Surgery Retractor System'e sahip olan ve trans-anal ile rektal prosedürler için özel donanım ihtiyacı duyan hastaneler için tasarlanmış bir eklenti kitidir. Tek başına bir ekartör sistemi değildir; uyumlu bir Bookwalter General Surgery Retractor System ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Set, sıg ve daha derin trans-anal ekspozisyon için iki farklı çalışma derinliği sunan iki adet $\frac{7}{8}$ " $\times$ $2\frac{7}{8}$ " (2.2 $\times$ 7.2 cm) rektal bleyd ve iki adet $\frac{7}{8}$ " $\times$ $3\frac{7}{8}$ " (2.2 $\times$ 9.7 cm) rektal bleyd içerir. 8.5" (21.3 cm) iç çaplı küçük yuvarlak sabit halka, perineal çalışma alanına uygun kompakt bir çerçeve sağlar.

Tüm bileşenler manyetik olmayan, cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilmiştir ve vakalar arasında bleydlerin ve halkanın düzenli kalmasını sağlayan bir sterilizasyon kutusu içinde sunulur. Rektal/Trans-Anal Aksesuar Seti steril olmayan şekilde teslim edilir, yeniden kullanılabilir ve tamamen otoklavlanabilir özelliktedir; kullanımdan önce kurumunuzun onaylanmış prosedürlerine göre temizlenmeli ve sterilize edilmelidir.

Retractor Maker, seti doğrudan Sialkot, Pakistan'daki tesislerinde üretmekte ve tedarik etmektedir. Rektal/Trans-Anal Aksesuar Seti, doğrudan Retractor Maker tarafından üretilmiş, denetlenmiş ve tedarik

edilmiştir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest