



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separadores Hepáticos Snake

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separadores Hepáticos Snake

SKU RM-SLR-SERIES-1

\$299 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Modelo con Punta Triangular	RM-SLR-TRI-1	\$299
Modelo con Punta de Banda Gástrica	RM-SLR-GB-1	\$299
Modelo con Punta Circular	RM-SLR-CIR-1	\$299
Modelo con Punta Enganchada	RM-SLR-HOOK-1	\$299
Modelo con Punta Poligonal	RM-SLR-POLY-1	\$299
Juego Completo de 5 Modelos	RM-SLR-SERIES-1	\$1,399

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Separadores Hepáticos Snake representan una serie esencial de instrumentos laparoscópicos para la elevación del hígado, diseñados específicamente para proporcionar un desplazamiento visceral de superficie amplia y segura y la retracción del lóbulo hepático durante cirugías mínimamente invasivas gastrointestinales superiores, bariátricas y biliares. Diseñados con una geometría distal ultrasuave que se inserta a través de trócares estándar de 5 mm, estos separadores distribuyen las fuerzas de sujeción uniformemente debajo del parénquima hepático, previniendo desgarros capsulares, hematomas subcapsulares o lesiones isquémicas focales, mientras establecen un corredor óptico sin obstrucciones hacia el estómago y el hiato.

Construida según las especificaciones del marco clínico, esta línea de Separadores Hepáticos Snake presenta un diámetro de eje de 5 mm y una longitud de trabajo de 330 mm equipada con un puerto de lavado de limpieza integrado que permite una descontaminación enzimática completa a través del lumen de la cánula. Fabricados artesanalmente en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), los cirujanos pueden

elegir entre perfiles de eje/extremo Rectos o Angulados en cinco geometrías de punta especializadas: Triangular para la elevación amplia del lóbulo lateral, Banda Gástrica para la tunelización bariátrica, Circular para la sujeción peritoneal difusa, Enganchada para el enganche ligamentario enfocado y Poligonal para el soporte tisular multiplanar (\$299 cada uno, o \$1,399 por el Juego completo de 5). Su dial trasero ergonómico controla el posicionamiento distal sin esfuerzo.

Forjados con un acabado mate satinado antideslumbrante, Retractor Maker fabrica los Separadores Hepáticos Snake para resistir repetidos ciclos de autoclave hospitalarios, proporcionando a los quirófanos de cirugía general mínimamente invasiva, centros bariátricos y unidades de enfermedades digestivas de todo el mundo una durabilidad mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y fiabilidad completa de autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest