



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Budde Halo Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Budde Halo Retractor

SKU RM-BHR-1

\$2,499 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Halo Ring	Doppelt klappbares, kreisförmiges Design
3	Halo Flex Arm	9 in (229 mm)
2	Budde Halo Support Bracket	Hochleistungs-Befestigungsklammern
2	Budde Halo Support Rod	5/16 in Durchmesser
1	Budde Halo Pattie Tray	Integrierte perforierte Schale
1	Budde Halo Mini Vise	Klemmblock aus Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)
2	Budde Curved Retractors	Konische Hirnspatel
2	TEW Micro Retractor Blades	Mikro-Blätter aus Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)
2	Halo Adjustment Wrenches	System-Arretierungswerkzeuge
1	Sterilization Box	Perforiertes Ordnungssieb

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Budde Halo Retractor ist ein spezialisiertes, doppelt klappbares kraniales Retraktorsystem, das entwickelt wurde, um einen flachen, stabilen 360-Grad-Arbeitsbereich um kraniale Öffnungen zu schaffen. Durch die direkte Befestigung an Mayfield-Kopfklemmenständern oder Tischseitenschienen mittels

Hochleistungs-Halterundstäben isoliert es die Retraktionskräfte vom Tisch, um versehentliche Gewebeverschiebungen bei Lageänderungen des Operationsfeldes zu verhindern.

Das Budde Halo Retractor System wurde für die präzise Mikroneurochirurgie konzipiert und verfügt über einen doppelt klappbaren kreisförmigen Halo-Ring, der für einen uneingeschränkten lateralen Zugang zu einer Halbring-Konfiguration gefaltet werden kann. Der Ring selbst dient als ergonomische Handauflage zur Stabilisierung der Unterarme des Chirurgen während feiner Dissektionen. Das Set wird komplett mit drei 9-inch flexiblen Friktionsarmen, TEW-Mikroblättern, konischen, gebogenen Hirnspateln, einer integrierten Pattie-Schale, einer Mini-Schraubstockklemme und speziellen Einstellschlüsseln geliefert.

Geschmiedet aus nichtmagnetischem, chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit blendfreier, satinierten Mattierung, liefert Retractor Maker den Budde Halo Retractor unsteril und voll autoklavierbar in einem robusten, perforierten Aluminium-Sterilisationscontainer, was chirurgische Präzision und langfristige Haltbarkeit garantiert.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest