



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Raíz Nerviosa MIS

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Raíz Nerviosa MIS

SKU RM-MIS-NRR-17-1

\$84 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
4.7 mm Hoja ancha	RM-MIS-NRR-17-1-1	\$84
7.3 mm Hoja Ancha	RM-MIS-NRR-17-1-2	\$89

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Raíz Nerviosa MIS es un instrumento especializado para microcirugía espinal, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento seguro y atraumático de la raíz nerviosa y el saco tecal a través de portales tubulares mínimamente invasivos. Diseñado con un vástago ultra delgado y una punta distal angulada, este separador permite a los cirujanos de columna manipular elementos neurales delicados dentro de corredores de trabajo estrechos sin obstruir la iluminación microscópica ni el paso de otros instrumentos quirúrgicos.

Optimizado para trayectorias espinales restringidas, este Separador de Raíz Nerviosa MIS mantiene un perfil longitudinal uniforme de 17 cm que se adapta cómodamente a los sistemas de dilatadores tubulares. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento ofrece dos perfiles de ancho de hoja seleccionables: una configuración de 4.7 mm (\$84) para microcorredores estrechos y aislamiento de raíces nerviosas de salida, y una configuración expandida de 7.3 mm (\$89) para una protección amplia de la raíz nerviosa transcurrente y el saco tecal. Los márgenes suaves y redondeados de la hoja previenen la neuropraxia por tracción localizada o desgarros duros.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador de Raíz Nerviosa MIS para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los centros de neurocirugía y ortopedia de columna en todo el mundo una rigidez estructural inquebrantable, alta resistencia a la corrosión y durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest