



БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель реберный DeBakey Rib Spreader

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль реберный DeBakey Rib Spreader

SKU RM-DRS-SET-1

\$449 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Усиленная рама с параллельными направляющими	Направляющая рейка, обеспечивающая линейное расширение (150 мм или 200 мм)
6 (3 пары)	Съемные крюковидные боковые лопатки	3 пары сменных лопаток с нескользящими изогнутыми краями
1	Встроенный винтовой замок	Болт с ручным вращением для фиксации и снижения усталости рук
2	Эргономичные удлинители бранш	Легкие рукоятки с гладкими атравматичными внешними краями
1	Защитный футляр / коробка	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

DeBakey Rib Spreader — это первоклассная кардиоторакальная ретракторная система, разработанная специально для обеспечения безопасного и широкого разведения ребер и смещения грудной стенки во время операций на открытом сердце и крупных легочных процедур. Благодаря сверхжесткой параллельной направляющей этот инструмент позволяет хирургу расширять межреберное пространство с плавной механической линейностью, равномерно распределяя нагрузку на ткани для предотвращения переломов ребер и сдавления сосудисто-нервных пучков.

Полный комплект DeBakey Rib Spreader (\$449), созданный в соответствии с клиническими стандартами, включает усиленную раму с параллельными направляющими, обеспечивающую линейное расширение костных структур с максимальным пределом развода 150 мм или 200 мм. Модульная система,

изготовленная вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, поставляется с 6 съемными крюковидными боковыми лопатками (3 пары взаимозаменяемых лопаток с нескользащими изогнутыми краями) и 2 эргономичными удлинителями бранш с гладкими атравматичными внешними краями. Встроенный винтовой замок с ручным вращением исключает усталость рук ассистента, автоматически поддерживая жесткую контрретракцию.

Ранорасширитель DeBakey Rib Spreader производства Retractor Maker с антибликовым сатиновым покрытием выдерживает огромные механические нагрузки и многократные циклы автоклавирования, обеспечивая кардиохирургическим отделениям, торакальным травматологическим центрам и трансплантационным клиникам по всему миру исключительную структурную надежность, коррозионную стойкость и долговечность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest