



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Hohmann 後下方開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hohmann 後下方開創器

SKU RM-HPIR-11-1

\$74 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
左ハンドル強弯 #7 – 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-1	\$74
中サイズ右ハンドル屈曲 #7 – 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-2	\$74

製品詳細

Hohmann 後下方開創器は、人工股関節全置換術（THA）において、臼蓋の後縁および下縁周囲の確実な骨レバレッジと軟部組織の圧排を提供するために特別に設計された整形外科用手術器具です。坐骨および臼蓋縁を包み込むように設計されたこの器具により、外科チームは重い関節包や筋組織をソケットから離して挙上することができ、臼蓋のリーミングのための遮るもののない術野を確保できます。

強力なレバレッジによる関節隙間の確保のために構築されたこの Hohmann 後下方開創器モデルは、11 inches (27.94 cm, \$74) の標準的なボディリーチを維持しています。ワーキングエンドは、独自の形状のデュアルプロングと鋭い曲線エッジを備えた曲面ブレード構造を採用しており、滑ることなく皮質骨にしっかりと食い込むように設計されています。外科医は、アプローチに合わせてハンドルの湾曲方向をカスタマイズでき、「左ハンドルベンド #7」または「中右ハンドルベンド #7」から選択して、特定の患者へのアプローチに最適なアライメントを確保できます。

反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアム医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造された Retractor Maker の Hohmann 後下方開創器は、強大な機械的トルクと繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えるように製造されており、世界中の関節置換および外傷治療チームに揺るぎない臨床的耐久性と精度を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest