



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Digital Mathieu

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Digital Mathieu

SKU RM-MFR-16-1

\$34 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Digital Mathieu	Dimensiones / Detalles: 16 cm de longitud total, 8.0 mm de ancho, 3 dientes en cada extremo (Agudos o Romos) · Cantidad incluida: 1	\$34
Funda / Caja protectora	Dimensiones / Detalles: Embalaje de transporte individual · Cantidad incluida: 1	\$34

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Digital Mathieu es un retractor de rastrillo quirúrgico esencial de doble extremo, diseñado específicamente para proporcionar una elevación delicada y antideslizante de colgajos cutáneos y retracción de tejidos blandos durante procedimientos de mano, plásticos y cirugía general menor. Diseñado con un mango central equilibrado que conecta extremos de trabajo duales de 3 dientes, este instrumento permite a los equipos quirúrgicos realizar la transición sin esfuerzo entre diferentes vectores de tejido sin intercambiar herramientas.

Construido para un control táctil óptimo en campos operatorios confinados, esta configuración del Separador Digital Mathieu presenta una longitud total de herramienta de 16 cm (\$34) junto con un ancho de hoja de trabajo de 8.0 mm. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), cada extremo de trabajo incorpora 3 dientes personalizables en configuraciones de punta seleccionables: puntas romas para una manipulación suave del tejido minimizando el trauma local, o puntas agudas para un enganche de tejido firme y altamente seguro en dermis densa. Su mango central plano asegura un apalancamiento manual estable.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Digital Mathieu para soportar ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los centros quirúrgicos

ambulatorios, suites de cirugía plástica y clínicas de traumatología de mano en todo el mundo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y total durabilidad en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest