



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Gonzalez en S pour fessiers

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Gonzalez en S pour fessiers

SKU RM-GGSR-1

\$39 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGSR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGSR-1-2	\$44

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Gonzalez en S pour fessiers est un instrument essentiel de chirurgie plastique esthétique, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement large et atraumatique des muscles et des tissus mous lors des procédures de glutéoplastie et d'augmentation des fesses. Conçu avec un châssis anatomique en S à double courbure, cet instrument permet aux chirurgiens de naviguer autour des couches adipeuses épaisses et d'élever proprement le muscle grand fessier, créant ainsi une loge sans entrave pour le placement d'implants en silicone.

Adapté à diverses profondeurs chirurgicales, ce modèle d'écarteur de Gonzalez en S maintient une largeur de lame fixe de 20 mm tout en offrant deux options de longueur fonctionnelle : 18.1 cm (répertorié comme 18 cm, \$39) pour un accès standard et un profil étendu de 20 cm (\$44) pour la dissection musculaire profonde. Les bords lisses et profilés de la lame préviennent les lésions de cisaillement localisées sur les plans tissulaires fibreux, tandis que le manche ergonomique équilibré offre aux assistants opératoires un levier manuel stable et sans fatigue tout au long des interventions esthétiques de plusieurs heures.

Usiné à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker produit l'écarteur de Gonzalez en S pour fessiers afin de résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une fiabilité clinique totale pour les cliniques de chirurgie esthétique et reconstructive du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest