



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de réparation méniscale

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur de réparation méniscale

SKU RM-MRR-5IN-1

\$59 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur de réparation méniscale	Dimensions / Détails : longueur totale 5" (12.7 cm), lame défectrice courbe polie · Quantité incluse : 1	\$59
Étui de protection / Boîte	Dimensions / Détails : emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$59

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de réparation méniscale est un instrument orthopédique spécialisé pour le genou, conçu spécifiquement pour assurer une protection neurovasculaire sûre et atraumatique ainsi qu'une déflexion capsulaire lors des réparations méniscales arthroscopiques « inside-out » et « outside-in ». Conçu pour se loger derrière la capsule postérieure du genou, cet écarteur agit comme un déflecteur d'aiguille rigide, protégeant l'artère poplitée, la veine ainsi que les nerfs tibial et péronier de l'avancée des aiguilles de suture méniscale.

Construit dans une configuration de taille dédiée pour optimiser le retour tactile, cet écarteur de réparation méniscale présente une longueur totale d'instrument de 5 inches (12.7 cm). Fabriquée à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la géométrie de la lame intègre une tige incurvée dotée d'un profil de pointe arrondie ouverte qui épouse le condyle fémoral postérieur et le plateau tibial. La finition de sa surface est hautement polie pour minimiser la friction des tissus locaux et permettre un glissement sans effort de l'aiguille directement à travers l'incision postéromédiale ou postérolatérale.

Forgé avec un manche satiné mat antireflet et une lame en cuillère poli miroir, Retractor Maker produit l'écarteur de réparation méniscale pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux spécialistes de la médecine du sport et aux chirurgiens du genou du monde entier une rigidité structurelle inébranlable, une résistance à la corrosion et une durabilité complète en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest