



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Wallace Knee Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Wallace Knee Retractor

SKU RM-WKR-5IN-1

\$79 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Wallace Knee Retractor	5" (12.7 cm) Gesamtlänge, doppelarmiger selbsthaltender Rahmen, Schraubgetriebe	\$79
Schutzhülle / Box	Einzelverpackung für den Transport	\$79

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Wallace Knee Retractor ist ein spezialisierter selbsthaltender Wundspreizer für die orthopädische Chirurgie, der gezielt für die zuverlässige, freihändige Weichteil- und Kapselverdrängung bei Kniearthrotomien und rekonstruktiven Gelenkeingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem verstellbaren doppelarmigen Spreizmechanismus hält dieses Instrument Inzisionsränder und periartikuläres Gewebe unter kalibrierter mechanischer Spannung auseinander, was die Ermüdung der Hände des Assistenten eliminiert und gleichzeitig ein freies Sichtfeld auf den Gelenkraum gewährleistet.

Konzipiert für häufige Autoklavierzyklen ohne Qualitätsverlust, weist diese Konfiguration des Wallace Knee Retractor eine Gesamtlänge von 5 inches (12.7 cm, \$79) auf. Er wird aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigt, um eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten. Die Geometrie umfasst einen doppelarmigen, selbsthaltenden Aufbau, der durch ein zentrales Schraubgetriebe gesteuert wird. Dies ermöglicht eine sanfte, mikroverstellbare Spreizung der Arme, die unter Gegenzug sicher einrastet, ohne versehentlich zu verrutschen. Die gebogenen, stumpfen Arbeitsspitzen fassen Kapselränder sicher ein, ohne lokale Quetschverletzungen zu verursachen.

Mit einem blendfreien Satin-Finish geschmiedet, fertigt Retractor Maker den Wallace Knee Retractor für den Einsatz in Knieendoprothetik-Abteilungen, Sportmedizin-Kliniken und orthopädischen Traumazentren weltweit, wo er durch mechanische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige klinische Zuverlässigkeit überzeugt.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest