



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Shea Retractor With Fiber Optic Guide

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Shea Retractor With Fiber Optic Guide

SKU RM-SRFOG-22-1

\$139 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Shea Retractor With Fiber Optic Guide	22 cm uzunluk, 14.5 mm genişliğinde bıçak, entegre ışık demeti
1	Evrensel Işık Kablosu Adaptörü	Standart ameliyathane fiber optik kablolarına bağlanır
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Shea Retractor With Fiber Optic Guide, dar cerrahi koridorlarda travmatik olmayan yumuşak doku ekarte etme işlemini doğrudan, gölgesiz optik aydınlatma ile birleştirmek üzere özel olarak tasarlanmış birinci sınıf bir ışıklı cerrahi ekartördür. Şaftı boyunca entegre bir fiber optik kanala sahip olan bu alet, yoğun ve soğuk ışığı doğrudan çalışma ucuna yönlendirerek, ikincil ışık çubuklarına ihtiyaç duymadan derin subfasial ve fasiyal planlardaki gölgeleri ortadan kaldırır.

Sık otoklav sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilen ve korozyona karşı son derece dirençli olan bu Shea Retractor With Fiber Optic Guide konfigürasyonu, 22 cm (\$139) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Yüksek geçirgenliğe sahip optik cam fiberlerle eşleştirilmiş, birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen 14.5 mm genişliğindeki çalışma bıçağı, hassas deri fleplerini ve sinirleri korumak için pürüzsüz, yuvarlak kenarlarla konturlanmıştır. Entegre aydınlatma düzeneği, standart ameliyathane ışık kablolarıyla (Storz, Olympus, Wolf, ACMI) uyumlu evrensel bir konektöre sahiptir.

Açıkta kalan metal yüzeylerde yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Shea Retractor With Fiber Optic Guide ürününü titiz klinik standartları karşılayacak şekilde üretir; dünya çapındaki plastik, rekonstrüktif ve KBB cerrahi merkezlerine eşsiz optik netlik, yapısal sertlik ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest