



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Jackson Vaginalretractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Jackson Vaginalretraktor

SKU RM-JVR-1

\$44 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
75 mm × 38 mm	RM-JVR-1-1	\$44
90 mm × 38 mm	RM-JVR-1-2	\$49
100 mm × 38 mm	RM-JVR-1-3	\$54

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Jackson Vaginalretraktor ist ein essenzielles gynäkologisches chirurgisches Instrument, das speziell für die sichere, großflächige Gewebeverdrängung der Scheidenwände und des Beckenbodens entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem anatomisch geformten, konkaven Blatt, ermöglicht dieser Retraktor Chirurgen eine sanfte Depression der hinteren Vaginalwand und schafft so einen weiten Sichtkanal zur Zervix und zum Gewölbe, ohne lokale Schleimhautrisse zu verursachen.

Dieses auf klinische Adaptivität ausgelegte Modell des Jackson Vaginalretraktor behält eine feste Gesamtlänge von 18 cm bei und bietet gleichzeitig mehrere wählbare Modellgrößen und dynamische Blattflächen im Konfigurationsmenü. Chirurgen können zwischen drei standardisierten Blattdimensionen wählen: 75 mm × 38 mm (\$44), 90 mm × 38 mm (\$49) und einem erweiterten Profil von 100 mm × 38 mm (\$54), kategorisiert in die Konfigurationen Größe #1 und Größe #2. Sein ergonomisch abgewinkelter Drop-Griff bietet Operationsassistenten eine stabile, ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung bei längeren Beckenbodenrekonstruktiven Eingriffen.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in medizinischer Qualität mit einem reflexionsfreien, satinierten Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Jackson Vaginalretraktor so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus standhält. Damit bietet er Teams in der Geburtshilfe, Gynäkologie und Urogynäkologie weltweit außergewöhnliche Haltbarkeit,

Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest