



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Nervos Dandy

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Nervos Dandy

SKU RM-DNR-20-1

\$25 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Reto — 20 cm de comprimento total, gancho rombo reto — Exploração de nervos cranianos em linha direta e mobilização de raiz	RM-DNR-20-1-1	\$25
Angulado Curvo à Direita — 20 cm comprimento total, gancho com curvatura à direita — Navegação de recessos laterais direitos e nervos da base do crânio	RM-DNR-20-1-2	\$25
Angulado Curvo à Esquerda — 20 cm comprimento total, gancho com curvatura à esquerda — Navegação de recessos laterais esquerdos e nervos da base do crânio	RM-DNR-20-1-3	\$25

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Nervos Dandy é um instrumento neurocirúrgico aclamado internacionalmente, projetado especificamente para proporcionar manipulação nervosa segura e delicada, além de exploração tecidual durante procedimentos craniais e espinhais. Desenvolvido com uma ponta de gancho romba ultrafina, este afastador permite que os cirurgiões explorem, mobilizem e protejam nervos cranianos e feixes vasculares delicados sem o risco de perfuração acidental ou cisalhamento.

Construído para acesso microcirúrgico de precisão, este modelo de Afastador de Nervos Dandy apresenta um comprimento total padronizado de 20 cm (\$25) que alcança vias intracranianas profundas sem esforço. Os

cirurgiões podem configurar o instrumento em três layouts estruturais selecionáveis: Reta para acesso linear direto, Angular Curva à Direita ou Angular Curva à Esquerda para manobras em torno de saliências ósseas e alças vasculares. Seu cabo serrilhado redondo e delgado garante sensibilidade rotacional na ponta dos dedos e controle antiderrapante sob visualização microscópica.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Nervos Dandy seguindo tolerâncias clínicas rigorosas, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade completa em autoclave para centros cirúrgicos neurocirúrgicos em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)