



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Castaneda Sternal Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Castaneda Sternal Ekartör

SKU RM-CSR-1

\$374 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Yenidoğan Profili	RM-CSR-1-1	\$374
İnfant Profili	RM-CSR-1-2	\$384
Erişkin Profil	RM-CSR-1-3	\$389

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Castaneda Sternal Ekartör, konjenital kalp cerrahisi ve açık kalp rekonstrüksiyonları sırasında dengeli ve kontrollü sternal ayrılma sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış, uluslararası alanda kabul görmüş bir kardiyotorasik cerrahi ekartördür. Düşük profilli, manyetik olmayan açılma kolları ile tasarlanan bu alet, hassas sternal kenarlar üzerindeki mekanik stresi en aza indirirken mediastinum ve perikardiyal boşlukta geniş bir cerrahi pencere oluşturur.

Hastaya özel hassas boyutlandırma için üretilen Castaneda Sternal Ekartör, üç özel klinik konfigürasyonda sunulmaktadır: Yenidoğan Profili (65.0 x 55.0 x 30.0 x 16.0 mm, \$374), Bebek Profili (72.0 x 80.0 x 45.0 x 12.0 mm, \$384) ve Yetişkin Profili (100.0 x 125.0 x 60.0 x 15.0 mm, \$389). Her profil, anatomiye uygun kavisli kanat derinliklerine ve ayrılmış sternuma güvenli bir şekilde oturan kavisli uçlara sahiptir. İnce dişli kremayer mekanizması, milimetrik genişleme sağlayarak hassas neonatal göğüs kafeslerinde kıkırdak mikro-kırıklarını önler.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı medikal sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilen Retractor Maker, Castaneda Sternal Ekartör'ü hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek pediatrik kalp ve kardiyovasküler cerrahi ekiplerine sarsılmaz bir güvenilirlik ve hayat kurtarıcı hassasiyet sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest