



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de peau et de tissus Curtin

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de peau et de tissus Curtin

SKU RM-CSTR-SKIN-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur de peau et de tissus Curtin	Longueur totale 14 cm, tête de 15,0 mm de large, 6 griffes acérées	\$49
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de peau et de tissus Curtin est un instrument spécialisé pour la dermatologie et la chirurgie plastique, conçu spécifiquement pour assurer une élévation ferme et antidérapante des lambeaux cutanés et une exposition des tissus sous-cutanés. Doté d'une tête en râteau multi-griffes expansive, cet instrument permet aux chirurgiens d'appliquer une contre-traction manuelle uniforme sur de larges couches dermiques sans déchirer les berges cutanées fragiles.

Conçue pour un effet de levier manuel stable dans les champs opératoires superficiels, cette configuration de l'écarteur Curtin présente une longueur totale de 14 cm (\$49) et une extrémité de travail de 15,0 mm de large. Sa partie active est munie de 6 griffes acérées structurées pour offrir une prise tissulaire précise, répartissant uniformément la tension mécanique afin d'éviter le glissement des tissus lors de la dissection tranchante. Le manche ergonomique à profil bas garantit une prise en main stable et sans fatigue pour les assistants opératoires lors de procédures esthétiques prolongées.

Fabriquée en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur Curtin pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux équipes de chirurgie plastique, reconstructrice et dermatologique une haute résistance à la corrosion, une précision inébranlable et une durabilité complète à l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest