



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Muco-Périosté

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Muco-Périosté

SKU RM-MPR-ORAL-1

\$54 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur muco-périosté	Écarteur intra-oral manuel, lame courbe atraumatique, manche plat	\$54
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$54

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur muco-périosté est un instrument indispensable en chirurgie orale, dentaire et maxillo-faciale, conçu spécifiquement pour assurer le décollement et la rétraction atraumatique du périoste des os alvéolaires et faciaux sous-jacents. Doté d'une lame à courbure anatomique, cet écarteur permet aux chirurgiens-dentistes de protéger les tissus gingivaux délicats et les faisceaux neurovasculaires contre les fraises rotatives, les forets et les ostéotomes.

Conçu pour un contrôle tactile optimal dans les couloirs intra-oraux étroits, cette configuration de l'écarteur muco-périosté (\$54) présente une tige ergonomique qui maintient les mains de l'assistant hors du champ opératoire. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), son extrémité travaillante intègre des bords arrondis et lisses qui s'appuient fermement contre les corticales osseuses sans déchirer les enveloppes périostées fibreuses. Le manche plat équilibré permet un levier manuel sans fatigue lors des interventions prolongées.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur muco-périosté pour résister aux cycles répétitifs de stérilisation hospitalière, offrant aux blocs opératoires dentaires, centres de chirurgie orale et cliniques maxillo-faciales du monde entier une rigidité structurelle exceptionnelle et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest