



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Converse Alar Retractor Double Ended

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Converse Alar Retractor Double Ended

SKU RM-CARDE-1

\$49 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
10 mm weite Öffnung	RM-CARDE-1-1	\$49
14 mm weite Öffnung	RM-CARDE-1-2	\$54

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Converse Alar Retractor Double Ended ist ein klassischer chirurgischer Rhinoplastik-Retraktor, der speziell für die sichere, atraumatische Retraktion des Nasenlochrandes und des Flügelknorpels während ästhetischer und rekonstruktiver Naseneingriffe entwickelt wurde. Durch sein ergonomisches doppelendiges Profil ermöglicht dieses Instrument dem Chirurgen die sofortige Anpassung an unterschiedliche Nasenlochdurchmesser ohne Werkzeugwechsel.

Dieses für präzises Handling in engen Operationsfeldern konzipierte Modell des Converse Alar Retractor Double Ended verfügt über ein kompaktes Gesamtprofil von 4-inch (10.2 cm). Die Arbeitsenden bestehen aus spezialisierten, gebogenen Hakenklingen mit wählbaren Doppelend-Öffnungen: eine schmale 10 mm breite Öffnung an einem Ende (\$49) für enge vestibuläre Korridore und eine erweiterte 14 mm breite Öffnung am gegenüberliegenden Ende (\$54) für eine breitere Elevation der Nasenflügelbasis. Die glatten, abgerundeten Kanten verhindern Verletzungen der empfindlichen Vestibulumhaut und der Schleimhäute.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien seidenmatten Finish, fertigt Retractor Maker den Converse Alar Retractor Double Ended nach strengen klinischen Standards. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, exzellente taktile Sensibilität und vollständige Autoklavierbarkeit für Plastische Chirurgie und HNO-Abteilungen weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest