



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Lone Star (Cirurgias Gerais, Cabeça e Pescoço)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Lone Star (Cirurgias Gerais, Cabeça e Pescoço)

SKU RM-LSR-GHN-1

\$499 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Anel Pequeno — 22.0 cm x 11.3 cm (Cirurgia Geral/Cabeça e Pescoço)	RM-LSR-GHN-1-1	\$484
Aro Padrão — 28.3 cm x 18.3 cm (Geral/Cabeça e Pescoço)	RM-LSR-GHN-1-2	\$499
Anel Grande — 32.5 cm x 18.3 cm (Geral/Cabeça & Pescoço)	RM-LSR-GHN-1-3	\$514

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Lone Star (Cirurgias Gerais, Cabeça e Pescoço) é uma estrutura retratora autoestática altamente adaptável, projetada para fornecer visualização clara e livre das mãos durante dissecações delicadas de tecidos moles. Ao manter as margens da ferida cirúrgica abertas com ganchos elásticos multidirecionais ancorados em seus entalhes perimetrais, este sistema elimina a fadiga da retração manual e minimiza o congestionamento operatório.

Projetado especificamente para adaptabilidade anatômica em corredores cirúrgicos estreitos, esta configuração do Afastador Lone Star (Cirurgias Gerais, Cabeça e Pescoço) ajusta-se suavemente aos contornos corporais irregulares ao redor do pescoço, axila e parede abdominal. A geometria das ranhuras fresadas com precisão da estrutura permite que as equipes cirúrgicas posicionem e tensionem os ganchos elásticos de forma incremental, proporcionando exposição uniforme e minimizando a isquemia tecidual focal ao longo das margens da ferida.

Fabricado em alumínio anodizado de alta resistência e Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico, a Retractor Maker fornece o Afastador Lone Star (Cirurgias Gerais, Cabeça e Pescoço) não estéril e totalmente autoclavável dentro de uma caixa protetora individual, conferindo aos centros cirúrgicos confiabilidade de longo prazo e ajuste intraoperatório sem esforço.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest