



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

DeBakey Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



DeBakey Retractor

SKU RM-DBR-15-1

\$72 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
DeBakey Retractor	15.3 cm Gesamtlänge, 1×1 scharfe Zinken	\$72
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$72

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der DeBakey Retractor ist ein spezialisiertes chirurgisches Handinstrument, das speziell für eine präzise, rutschfeste Weichteiltraktion und freie Sicht auf das Operationsfeld bei gefäßchirurgischen, allgemeinchirurgischen und plastischen Eingriffen entwickelt wurde. Dank seines ergonomischen Profils und der feinen Arbeitsenden ermöglicht dieses Instrument das Zurückziehen von Inzisionsrändern und fibrösen Faszien-schichten, ohne empfindliche anatomische Strukturen zu verdecken.

Dieses Modell des DeBakey Retractor wurde für optimale Präzision und Kontrolle entwickelt und verfügt über eine Gesamtlänge von 15.3 cm (\$72). Das Arbeitsende ist mit einer 1×1 scharfen Zinkenkonfiguration ausgestattet, die einen sicheren Gewebegriff gewährleistet und eine hochwirksame Gegen-traktion ohne versehentliches Abrutschen im OP-Feld bietet. Der schlanke, ausbalancierte Griff ermöglicht eine komfortable manuelle Führung und ein außergewöhnliches taktiles Feedback, was die Ermüdung der Hand des Assistenten bei komplizierten Mikrodisektionen reduziert.

Geschmiedet aus hochwertigem medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexfreiem seidenmattem Finish, stellt Retractor Maker den DeBakey Retractor so her, dass er wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus standhält. Er bietet kardiovaskulären, plastischen und allgemeinchirurgischen Teams weltweit überlegene Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Stabilität und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest