



FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Richardson Eastman

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Richardson Eastman

SKU RM-RER-SERIES-1

\$54 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
10 ¼" (approx. 26.0 cm) — Hojas cóncavas dobles en ángulo recto	RM-RER-SERIES-1-1	\$54
10 ½" (approx. 26.7 cm) — Hojas cóncavas dobles en ángulo recto	RM-RER-SERIES-1-2	\$59
10 ¾" (approx. 27.3 cm) — Hojas cóncavas dobles en ángulo recto	RM-RER-SERIES-1-3	\$64
11 ¼" (approx. 28.6 cm) — Hojas cóncavas dobles en ángulo recto	RM-RER-SERIES-1-4	\$69

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador Richardson Eastman es un instrumento quirúrgico de doble extremo aclamado internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento confiable de los bordes de la herida a múltiples profundidades y exposición de la pared abdominal durante laparotomías mayores y procedimientos pélvicos. Diseñado con dos hojas cóncavas distintas en ángulo recto en extremos opuestos de un mango central contorneado, este instrumento permite a los equipos quirúrgicos realizar una transición sin esfuerzo entre la retracción del tejido subcutáneo superficial y la sujeción muscular profunda sin cambiar de instrumento.

Construida para proporcionar una durabilidad y resistencia a la corrosión excepcionales, esta serie de separadores Richardson Eastman está disponible en cuatro longitudes totales: 10 ¼ pulgadas (\$54), 10 ½ pulgadas (\$59), 10 ¾ pulgadas (\$64) y 11 ¼ pulgadas (\$69). Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el diseño de la geometría de la hoja incorpora un diseño asimétrico de doble extremo que combina dos hojas cóncavas distintas en ángulo recto con labios de retención suaves y redondeados que evitan el deslizamiento del tejido o las contusiones por presión localizada. Disponible para

pedidos como instrumento individual o como juego de dos separadores, su mango central garantiza una palanca manual sin fatiga.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el separador Richardson Eastman para soportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, una rigidez estructural inquebrantable y una durabilidad completa en autoclave para salas de cirugía general, quirófanos obstétricos y centros de trauma en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest