



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Bookwalter Bariatrik Ekartör Sistemi

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bookwalter Bariatrik Ekartör Sistemi

SKU RM-BBRS-1

\$1,899 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Saha Postu	18" (45.7 cm)
1	Yatay Bar	Standart
1	Post Bağlantı Aparatı	Standart
6	Eğilebilir Cırcır Mekanizması	Çok Açılı
1	Cırcır Uzatıcı	Standart Uzatma
1	Döndürülebilir Cırcır	Değişken Açılı
1	Halka, Oval	Orta
1	Kelly Uç	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
1	Kelly Uç	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
1	Kelly Uç	2" x 8" (5.1 x 20.3 cm)
1	Balfour Uç	3½" x 2¾" (8.9 x 7.0 cm)
1	Bükülebilir (Malleable) Uç	3" x 10" (7.6 x 25.4 cm)
1	Bükülebilir (Malleable) Uç	2" x 8" (5.1 x 20.3 cm)
1	Bükülebilir (Malleable) Uç	2" x 10" (5.1 x 25.4 cm)

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Bükülebilir (Malleable) Uç	4" x 8" (10.2 x 20.3 cm)
1	Harrington Uç	2½" x 8" x 3½" (6.4 x 20.3 x 8.9 cm)
1	Sterilizasyon Kutusu	Koruyucu Kasa

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bookwalter Bariatrik Ekartör Sistemi, özel ekarte etme gerektiren açık bariatrik prosedürler sırasında stabil, eller serbest cerrahi görüş sağlamak üzere tasarlanmış, masaya monte edilen kendinden sabitlenmeli bir ekartördür. Modüler çerçevesi; operatif alan çevresinde stabil bir ekarte platformu oluşturmak için uzatılmış bir saha postu, yatay destek bileşenleri, ayarlanabilir cırcır mekanizmaları ve bir oval halkayı birleştirir.

Bariatrik konfigürasyon; bir adet 18 inçlik saha postu, altı adet çok açılı eğilebilir cırcır mekanizması, bir adet cırcır uzatıcı, bir adet değişken açılı döndürülebilir cırcır ve bir adet orta boy oval halka içerir. Set ayrıca, farklı ekarte gereksinimleri için çeşitli boyutlarda seçilmiş Kelly, Balfour, bükülebilir (malleable) ve Harrington uçlarını da içerir.

Sistemin tamamı, düzenli depolama ve işleme için özel koruyucu sterilizasyon kutusu içinde sunulur. Bookwalter Bariatrik Ekartör Sistemi steril olmayan şekilde tedarik edilir; tekrar kullanılabilir ve otoklavlanabilir özelliktedir. Temizlik ve sterilizasyon, kullanım öncesinde sağlık kuruluşunun onaylanmış prosedürlerine göre yapılmalıdır.

Retractor Maker, Bookwalter Bariatrik Ekartör Sistemi'ni doğrudan hastanelere, distribütörlere ve diğer B2B müşterilerine tedarik etmektedir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest