



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширители Holscher Retractors

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ли Holscher Retractors

SKU RM-HLSR-1

\$43 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
7 mm Wide — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-1	\$43
9 mm Wide — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-2	\$46
13 mm Wide — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-3	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширители Holscher Retractors представляют собой специализированные микрохирургические спинальные инструменты, разработанные специально для безопасной и атравматичной ретракции, а также защиты дурального мешка и спинномозговых корешков в ходе процедур задней поясничной декомпрессии. Конструкция с удлиненным тонким стержнем позволяет спинальным хирургам комфортно работать в глубоких операционных коридорах, при этом рукоятки остаются вне зоны прямой видимости под микроскопом.

Серия Holscher Retractors создана с учетом различных анатомических требований и имеет единую общую длину 9 ½ inches (24.13 cm), что обеспечивает исключительную глубину доступа при удалении дисков. Линейка выпускается в трех вариантах ширины рабочей части: 7 mm (\$43) для узких интерламинарных окон, 9 mm (\$46) для стандартной мобилизации нервных корешков и 13 mm (\$49) для широкой защиты дурального мешка. Плавные сглаженные края полотна надежно удерживают деликатные нервные волокна, не вызывая локальной тракционной нейропраксии.

Изготовленные компанией Retractor Maker из высококачественной медицинской нержавеющей стали с безбликовым сатинированным покрытием, расширители Holscher Retractors способны выдерживать многократные циклы автоклавирования, обеспечивая нейрохирургические и ортопедические операционные по всему миру надежной жесткостью конструкции, высокой коррозионной стойкостью и

долговечностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest