



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Pele Sisson

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Pele Sisson

SKU RM-SSR-105-1

\$84 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador de Pele Sisson	Comprimento total de 10.5 cm, gancho de dentes afiados 1×1, cabo plano	\$84
Estojo / Luva Protetora	Embalagem de transporte individual	\$84

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Pele Sisson é um afastador microcirúrgico manual especializado, projetado especificamente para fornecer elevação segura e antiderrapante de retalhos cutâneos e exposição precisa das bordas de feridas durante procedimentos plásticos, reconstrutivos e faciais delicados. Projetado com um perfil de gancho ultrafino, este instrumento permite que os cirurgiões prendam as margens cutâneas e subcutâneas de forma limpa, sem esmagar a microcirculação dérmica delicada ou causar necrose marginal.

Construído para oferecer máxima durabilidade e resistência à corrosão, com garantia vitalícia contra ferrugem, esta configuração do Afastador de Pele Sisson apresenta um comprimento total de 10.5 cm (\$84), otimizado para manipulação de tecidos altamente detalhada em espaços restritos. Fabricado artesanalmente a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a configuração dos dentes incorpora uma matriz de dentes afiados 1×1 assimétricos. Os dentes afiados são meticulosamente lapidados para proporcionar uma preensão segura e livre de deslizamentos nas bordas da pele, garantindo um engate tecidual confiável com risco mínimo de deslocamento durante a sutura sob alta magnificação. O cabo plano garante uma alavancagem manual livre de fadiga.

Forjado com um acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador de Pele Sisson para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo às salas de cirurgia plástica, centros cirúrgicos oftalmológicos e clínicas de otorrinolaringologia em todo o mundo rigidez estrutural inabalável, alta resistência à corrosão e durabilidade clínica completa.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)