



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separadores Estilo Fukuda

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separadores Estilo Fukuda

SKU RM-FSR-SHLD-1

\$89 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
6 ½" (16.51 cm) — 30 mm o 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-1	\$89
8 ¾" (22.23 cm) — 30 mm o 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-2	\$94
9" (22.86 cm) — 30 mm o 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-3	\$99

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los separadores estilo Fukuda son instrumentos de cirugía ortopédica esenciales, diseñados específicamente para proporcionar un desplazamiento controlado y fiable del húmero proximal fuera de la cavidad glenoidea durante la reconstrucción de hombro. Diseñados con una hoja curva anatómicamente con fenestración anular, estos separadores sujetan la cabeza humeral de forma segura, permitiendo a los cirujanos preparar la superficie glenoidea sin riesgo de deslizamiento del instrumento o cizallamiento del cartílago.

Construidos para una adaptabilidad procedimental completa, la serie de separadores estilo Fukuda se fabrica en tres longitudes totales seleccionables: un modelo compacto de 6 ½ pulgadas (\$89), un modelo intermedio de 8 ¾ pulgadas (\$94) y un modelo extendido de 9 pulgadas (\$99). La línea se ofrece en dos perfiles de ancho de hoja estandarizados, 30 mm y 35 mm, lo que permite a los equipos quirúrgicos adaptarse a las dimensiones humerales específicas del paciente. Su mango plano ergonómico proporciona a los asistentes quirúrgicos una contracción constante y un control antideslizante.

Mecanizados en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado mate sin reflejos, Retractor Maker produce los separadores estilo Fukuda para soportar cargas mecánicas pesadas y ciclos repetidos de autoclave hospitalario, proporcionando a los equipos de reconstrucción de hombro y medicina deportiva de todo el mundo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y rendimiento clínico.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest