



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Kelly Retractor-Grip Handle

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Kelly Retractor-Grip Handle

SKU RM-KLR-GH-1

\$94 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	38 mm длина × 51 mm ширина	Доступная длина: 24 cm или 26 cm · Тип рукоятки: Hollow Grip или Lightweight Grip · Цена (USD): \$94.00 / \$99.00
1	51 mm длина × 63 mm ширина	Доступная длина: 24 cm или 26 cm · Тип рукоятки: Hollow Grip или Lightweight Grip · Цена (USD): \$94.00 / \$99.00
1	63 mm длина × 76 mm ширина	Доступная длина: 24 cm или 26 cm · Тип рукоятки: Hollow Grip или Lightweight Grip · Цена (USD): \$94.00 / \$99.00
1	76 mm длина × 89 mm ширина	Доступная длина: 24 cm или 26 cm · Тип рукоятки: Hollow Grip или Lightweight Grip · Цена (USD): \$94.00 / \$99.00
1	89 mm длина × 76 mm ширина	Доступная длина: 24 cm или 26 cm · Тип рукоятки: Hollow Grip или Lightweight Grip · Цена (USD): \$94.00 / \$99.00
1	Защитный чехол / коробка	Доступная длина: Стандартная транспортная упаковка · Тип рукоятки: — · Цена (USD): Включено

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Kelly Retractor-Grip Handle представляет собой усовершенствованную эргономичную версию традиционного глубокого брюшного ретрактора, разработанную специально для сочетания

эффективного разведения плотных тканей с пониженной утомляемостью персонала. Благодаря контурной рукоятке инструмент позволяет ассистентам прикладывать постоянную, уверенную противотягу к плотным мышцам и внутренним органам, предотвращая спазмы кистей рук во время длительных вмешательств.

Серия Kelly Retractor-Grip Handle, изготовленная из немецкой нержавеющей стали премиального хирургического класса, предлагает выбор длины, ширины и конфигурации рукоятки через меню индивидуального заказа. Хирурги могут выбрать полую (Hollow Grip) или облегченную (Lightweight Grip) рукоятку в сочетании с общей длиной 24 см (\$94) или 26 см (\$99). Линейка включает пять типоразмеров лопатки: 38 × 51 mm, 51 × 63 mm, 63 × 76 mm, 76 × 89 mm и 89 × 76 mm, каждый из которых заканчивается закругленным удерживающим бортиком для предотвращения соскальзывания тканей.

Инструмент имеет антибликовое сатиновое покрытие. Retractor Maker производит Kelly Retractor-Grip Handle с расчетом на высокие механические нагрузки и повторяющиеся циклы больничной стерилизации, обеспечивая операционные блоки общей хирургии, гинекологии и ортопедии по всему миру инструментарием исключительной прочности и коррозионной стойкости.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest