



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Vaginal O'Sullivan-O'Conner

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Vaginal O'Sullivan- O'Conner

SKU RM-OSVR-28-1

\$399 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Chasis principal del marco del separador	Dimensiones (largo x ancho): Marco de 28 cm (diseño curvo u ovalado) · Cantidad incluida: 1 marco · Precio (USD): Incluido en el juego (\$399.00)
1	Valva intercambiable pequeña	Dimensiones (largo x ancho): Valva roma de 1.3 cm x 4.7 cm · Cantidad incluida: 1 valva · Precio (USD): Incluido en el juego
1	Valva intercambiable mediana	Dimensiones (largo x ancho): Valva roma de 3.8 cm x 8.9 cm · Cantidad incluida: 1 valva · Precio (USD): Incluido en el juego
1	Valva intercambiable grande	Dimensiones (largo x ancho): Valva roma de 4.4 cm x 8.9 cm · Cantidad incluida: 1 valva · Precio (USD): Incluido en el juego
1	Caja de transporte / almacenamiento protectora	Dimensiones (largo x ancho): Embalaje de transporte estándar · Cantidad incluida: 1 caja · Precio (USD): Incluido en el juego

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador vaginal O'Sullivan-O'Conner es un sistema de retracción quirúrgica autoestático de primer nivel, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento de tejidos blandos amplio y sin manos durante procedimientos ginecológicos, vaginales y pélvicos complejos. Diseñado con un chasis perimetral ajustable, este separador mantiene una contratracción multidireccional constante contra la pared pélvica y las vísceras, eliminando la fatiga del asistente manual y preservando un corredor operatorio estático y amplio.

Construido para adaptarse a diferentes profundidades de tejido estructural, este conjunto de separador vaginal O'Sullivan-O'Conner presenta una dimensión de marco estandarizada de 28 cm de longitud total (\$399). La geometría del chasis del marco está disponible en configuraciones curva u ovalada para adaptarse a diversas anatomías pélvicas. El sistema incluye tres parámetros de valvas intercambiables: una valva pequeña (1.3 cm × 4.7 cm), una valva mediana (3.8 cm × 8.9 cm) y una valva grande (4.4 cm × 8.9 cm). Todas las valvas están fabricadas con puntas romas para garantizar una retracción segura y atraumática de los tejidos blandos sin riesgo de perforación de la mucosa.

Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica el separador vaginal O'Sullivan-O'Conner para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, ofreciendo una estabilidad mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y una total confiabilidad clínica para centros quirúrgicos ginecológicos y uroginecológicos en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest