



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Beard Distal Bicep Selbsthaltender Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Beard Distal Bicep Selbsthaltender Retraktor

SKU RM-BDBSRR-1

\$299 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
6.375" (16.19 cm)	RM-BDBSRR-1-1	\$299
7.5" (19.05 cm)	RM-BDBSRR-1-2	\$319

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Beard Distal Bicep selbsthaltende Retraktor ist ein spezialisierter orthopädisch-chirurgischer Retraktor, der speziell entwickelt wurde, um einen freihändigen operativen Zugang bei Refixationen der distalen Bizepssehne zu ermöglichen. Konzipiert für den Einsatz in engen antekubitalen Inzisionen, hält dieses Instrument Haut und Weichteilgewebe zurück und schützt gleichzeitig den Nervus cutaneus antebrachii lateralis sowie die Äste des Nervus radialis.

Der für eine präzise Ergonomie der oberen Extremitäten entwickelte Beard Distal Bicep selbsthaltende Retraktor wird in zwei wählbaren Längen gefertigt: 6.375 inches (\$299) und 7.5 inches (\$319). Seine 16 mm breite, anatomisch geformte distale Valva bietet eine fokussierte, lokalisierte Exposition über der Tuberositas radii, ohne das umliegende Gewebe zu quetschen. Das schmale, gebogene Griffdesign wölbt sich vom Operationsfeld weg und maximiert so das Arbeitsfenster für Bohrungen, das Setzen von Fadenankern und die Fixierung mit kortikalen Buttons.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einer reflexionsfreien Satin-Matt-Oberfläche, fertigt Retractor Maker den Beard Distal Bicep selbsthaltenden Retraktor so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus standhält. Er bietet Chirurgen in der Orthopädie, Sportmedizin und Chirurgie der oberen Extremitäten zuverlässige Haltestabilität und Langlebigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest