



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Mayo-Collins リトラクター 2本セット

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Mayo-Collins リトラクター 2本セット

SKU RM-MCR-SET-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
標準型 — 5 7/8 in, 両頭ブレード	RM-MCR-SET-1-1	\$49

製品詳細

Mayo-Collins リトラクター 2本セットは、一般外科、整形外科、形成外科において、信頼性の高い多層的な創縁および軟部組織の牽引を提供するために設計された必須のペアセットです。両端に異なる形状の直角ブレードを備えたこのリトラクターにより、術者は浅い皮下組織の牽引から深い筋膜の挙上まで、スムーズに移行することができます。

組織の安定した変位に最適化された標準サイズを採用し、全長 15.3 cm (\$49) で設計されています。手術室グレードの高品質なプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、術野での優れた耐久性と耐食性を保証します。各リトラクターは、一端にソリッドタイプの直角ブレード、もう一端に視認性を確保する窓あきブレードを備えています。中央のフラットハンドルは、助手による安定した滑りにくい操作を可能にします。

反射防止のサテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製 Mayo-Collins リトラクター 2本セットは、繰り返しの滅菌サイクルに耐え、高い耐食性と構造的剛性を備えています。世界中の手術室、トラウマユニット、外来手術センターにおいて、完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest