



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Autoestático Beckman-Weitlaner

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Autoestático Beckman-Weitlaner

SKU RM-BWSRR-1

\$149 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
14 cm	RM-BWSRR-1-1	\$149
16.5 cm	RM-BWSRR-1-2	\$154
21.5 cm	RM-BWSRR-1-3	\$159
24 cm	RM-BWSRR-1-4	\$164
30.5 cm	RM-BWSRR-1-5	\$169
31 cm	RM-BWSRR-1-6	\$174

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador autoestático Beckman-Weitlaner es un instrumento esencial para cirugía de tejidos profundos, diseñado para establecer un acceso quirúrgico estable y manos libres durante intervenciones espinales, ortopédicas y neurológicas. Construido con valvas articuladas especializadas que se mueven de forma independiente, este instrumento se adapta perfectamente a contornos de heridas irregulares, eliminando la fatiga del asistente y manteniendo una exposición constante en incisiones asimétricas.

Diseñado para la adaptabilidad procedimental, el separador autoestático Beckman-Weitlaner se fabrica en seis longitudes totales estándar: 14 cm (\$149), 16.5 cm (\$154), 21.5 cm (\$159), 24 cm (\$164), 30.5 cm (\$169) y 31 cm (\$174). Los cirujanos pueden personalizar el chasis con disposiciones de 3x4 o 4x4 dientes, con puntas agudas para una fijación fascial firme o puntas romas para proteger con seguridad estructuras vasculares y viscerales profundas. Su cremallera integrada con anillas mantiene la tensión deseada bajo una fuerte resistencia tisular.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker produce el separador autoestático Beckman-Weitlaner para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, brindando a los equipos quirúrgicos una estabilidad de sujeción confiable, articulación suave y durabilidad a largo plazo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest