



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de nerfs Smithwick

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de nerfs Smithwick

SKU RM-SNR-29-1

\$29 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Petit — 17 cm, crochet mousse courbe	RM-SNR-29-1-1	\$29
Moyen — 21 cm, crochet mousse courbe	RM-SNR-29-1-2	\$29
Standard — 29 cm, crochet mousse courbe	RM-SNR-29-1-3	\$29

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de nerfs Smithwick est un écarteur spécialisé pour la neurochirurgie et la chirurgie rachidienne, conçu spécifiquement pour permettre une manipulation sûre et délicate des racines nerveuses et une mobilisation du tronc sympathique dans les corridors anatomiques profonds. Conçu avec une tige au corps mince et allongé, cet écarteur permet aux chirurgiens rachidiens et vasculaires d'explorer, de mobiliser et de protéger proprement les fibres nerveuses délicates et les faisceaux vasculaires sans risque de ponction, de laceration ou de traumatisme par cisaillement.

Construit pour offrir une durabilité maximale et une résistance à la corrosion, soutenu par une garantie à vie absolue contre la rouille et les défauts de matériaux, cette configuration de l'écarteur de nerfs Smithwick présente une longueur totale étendue de 29 cm (\$29) qui offre une portée extraordinaire dans le rétropéritoine profond et la cavité thoracique. Fabriqué à la main à partir d'un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'extrémité de travail présente une conception asymétrique à double extrémité intégrant un crochet courbe mousse atraumatique à une extrémité, spécifiquement profilé pour épouser les troncs nerveux en toute sécurité. Son manche central équilibré permet un contrôle de rotation du bout des doigts et un retour tactile raffiné.

Fourni comme un dispositif de bloc opératoire non stérile et restérilisable avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de nerfs Smithwick pour résister à des cycles fréquents d'autoclave à haute température, offrant une rigidité structurelle inébranlable, une résistance à la corrosion et une durabilité complète en autoclave pour les services de neurochirurgie, de rachis et de chirurgie vasculaire du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest